



Fact Sheet

Dianatal® Gel obstétrique (Dianatal® Obstetric Gel)

Brève description	Premier gel autorisé au monde pour la facilitation de l'accouchement humain
Idée	Remonte à l'antiquité, à Alexandrie et à Rome (huile d'olive), ainsi qu'aux méthodes standard en médecine vétérinaire.
Inventé par	Dr. Andreas F. Schaub, Zurich
Indication	Facilite et raccourcit l'accouchement, protège le périnée et le plancher pelvien, protège la mère et l'enfant.
Effet	Purement physique, pas d'effet médicamenteux. Efficacité prouvée au cours de tests expérimentaux et cliniques (ETH de Zurich, Suisse, Cliniques pour femmes). Réduction des frottements de 50% environ. Raccourcissement de la durée de l'accouchement de 30% environ.
Utilisation	Locale dans les voies d'accouchement vaginal. À utiliser pendant toute la durée de l'accouchement (phase d'ouverture et d'expulsion) et seulement par le personnel obstétrique spécialisé.
Domaines d'utilisation	Pour tous les accouchements vaginaux, y compris les accouchements aquatiques. Pour les femmes primipares et multipares. Après césarienne.
Composition	Propylenglycolum, carbomère, Aqua purificata
Propriétés	Stérile et emballé stérilement et individuellement. Hautement visqueux. Isotonique avec une valeur de pH légèrement acide de 5,5 à 6,5. Electroconducteur. Forte bioadhérence et capacité de liaison à l'eau élevée. Hypoallergénique. Dépourvu de latex et de conservateur. Toléré par les muqueuses et les yeux. Pas de composante médicamenteuse active.
Effets secondaires	Pas d'effets secondaires ou interactions connu(e)s jusqu'ici.
Disponibilité en Suisse	Immédiate
Disponible auprès des	Sages-femmes, médecins, pharmacies, hôpitaux
Distribution en Suisse	Hygis SA 1136 Bussy - Chardonney Tél. +41 21 803 10 00, Fax +41 21 803 10 04
Prix	CHF 180,00
Caisses maladie	Non admis aux caisses. Remboursements individuels possibles.

Packshot



Présentation et contenu

seringues jetables stériles à 11ml de gel obstétrique:

2 seringues de Dianatal® stade I: piston blanc

1 seringue de Dianatal® stade II: piston bleu

2 applicateurs pour Dianatal® gel obstétrique